

TECHNOCARD

SOLUCIONES
EN DIAGNÓSTICO
CARDIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA

BIOMEDIC ECG BT VETERINARIO

ELECTROCARDIOGRAMA DIGITAL
DE 12 DERIVACIONES

TECNOLOGÍA MÉDICA
PARA UNA MEJOR DECISIÓN

BIOMEDIC ECG VETERINARIO BT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ECG de reposo de 7 derivaciones.
- Detección de Electrodo suelto.
- Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.
- Almacenamiento de la totalidad del registro monitoreado.
- Apto para animales pequeños y grandes.
- Permite compartir estudios en formato PDF.
- Mediciones automáticas o manuales.
- Apagado automático.
- Base de datos con historial completo de paciente y propietario.
- 2 años de garantía
- OPCIONAL: Impresora térmica portátil.
- Informe ampliamente configurable.
- APP Android de fácil manejo.
- Disponible para Tablet o Celular
- conexión Bluetooth
- Funciona con dos pilas AA.