

TECHNOCARD

SOLUCIONES  
EN DIAGNÓSTICO  
CARDIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA ———

# BIOMEDIC ECG BLUETOOTH

---

ELECTROCARDIOGRAMA DIGITAL  
DE 12 DERIVACIONES

TECNOLOGÍA MÉDICA  
PARA UNA MEJOR DECISIÓN

# BIOMEDIC ECG BLUETOOTH

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Electrocardiógrafo de 12 derivaciones.
- Detección de Electrodo suelto.
- Filtros de línea, Muscular y Línea Base
- Almacenamiento de la totalidad del registro monitoreado.
- Latido promedio para realizar mediciones.
- Base de datos con historial completo del paciente.
- Permite compartir estudios en formato PDF.
- Apagado automático.
- 2 años de garantía.
- OPCIONAL: Impresora térmica portátil.
- APP Android de fácil manejo. Disponible para Tablet o Celular.
- Conexión Bluetooth.
- Funciona con dos pilas AA.
- Informe ampliamente configurable.
- Permite Importar y Exportar estudios.