

TECHNOCARD

SOLUCIONES
EN DIAGNÓSTICO
CARDIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA ———

BIOMEDIC ECG

PRUEBA DE ESFUERZO

ELECTROCARDÍOGRAFO DIGITAL
DE 12 DERIVACIONES

TECNOLOGÍA MÉDICA
PARA UNA MEJOR DECISIÓN

BIOMEDIC ECG + PRUEBA DE ESFUERZO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ECG DE REPOSO Y PRUEBA DE ESFUERZO DE 12 DERIVACIONES

- Adquisición simultánea de las 12 derivaciones.
- Detección de Electrodo suelto.
- Protocolo para cinta de correr y bicicleta con editor de protocolos.
- Protocolo para TILT TEST.
- Filtro de Línea, Muscular y Línea de Base.
- Sumario de la prueba y Gráficos de Tendencia.
- Permite compartir estudios en formato PDF.
- Base de datos con historial completo del paciente.
- Módulo de informe para ECOESTRESS(*).
- Módulo de compatibilidad de datos DICOM(*).
- Informe ampliamente configurable.
- Software intuitivo y de fácil manejo.
- Conexión USB.
- Permite Importar y Exportar estudios.

(*) Opcional