

TECHNOCARD

SOLUCIONES
EN DIAGNÓSTICO
CARDIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA

BIOMEDIC HOLTER 24/48 HORAS

ECG DE 3 CANALES

TECNOLOGÍA MÉDICA
PARA UNA MEJOR DECISIÓN

BIOMEDIC HOLTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Adquisición de 3 canales de ECG.
- Grabación continua 24/48 hs.
- Botón de evento para el paciente.
- Análisis de arritmias en los 3 canales en forma simultánea.
- Filtro de Línea, Muscular y Línea de Base.
- Sumario de 24/48 hs. del estudio.
- Gráfico de Tendencias de RR, ST, QT, QTc, PR.
- Análisis Temporal y Frecuencial de Variabilidad de Frecuencia.
- Latidos promediados para realizar mediciones.
- Detección de Fibrilación Auricular y marcapasos.
- Análisis de Potenciales Tardíos.
- Módulo de Compatibilidad de datos DICOM(*)
- Informe ampliamente configurable.
- Software de fácil manejo.
- Permite Importar y Exportar estudios.
- Almacenamiento en Memoria SD.
- Funciona con una pila AA.

(*) Opcional