

TECHNOCARD

SOLUCIONES
EN DIAGNÓSTICO
CARDIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA ———

BIOMEDIC HOLTER VETERINARIO 24/48 HORAS

ECG DE 3 CANALES

TECNOLOGÍA MÉDICA
PARA UNA MEJOR DECISIÓN

BIOMEDIC HOLTER VETERINARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 3 canales ECG.
- Grabación continua 24 hs.
- Análisis de arritmias en los 3 canales en forma simultánea.
- Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.
- Sumario de 24/48 hs. del estudio.
- Gráfico en tendencias de RR, ST, QT, QTc, PR.
- Análisis temporal y Frecuencial de Variabilidad de Frecuencias.
- Latidos promediados para realizar mediciones.
- Análisis de potenciales tardíos.
- Informe ampliamente configurable.
- software de fácil manejo.
- Permite Importar y Exportar estudios.
- Almacenamiento en memoria SD.
- Funciona con una pila AA.